

# AIGUILLE D'INSUFFLATION *DISPOSABLE INSUFFLATION NEEDLE*

Témoin de contrôle  
*Visual indicator*


Enceinte sonore  
*"Click" amplifier*

Extrémité mousse rétractable  
*Retractable blunt tip*

L A N D A N G E R

## Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Créez un pneumopéritoine pour réaliser vos interventions coelioscopiques.  
*Create a pneumoperitoneum to perform your laparoscopic procedures.*



## Caractéristiques techniques / *Specifications*

- + Clic sonore dès le pneumopéritoine perforé.  
*Audible click as the perforated pneumoperitoneum is perforated.*
- + Indicateur visuel de perforation.  
*Visual indicator of perforation.*
- + Robinet de raccord Luer-Lock intégré.  
*Stopcock with Luer-lock connection.*




## Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* : Oxyde d'éthylène / *Ethylene Oxyde*  
 Durée de conservation / *Sterility life span* : 5 ans / *5 years*  
 Emballage / *Packaging* : Double emballage / *Double pouch*



Interne Tyvek, externe papier / *Inner Tyvek, outer paper*  
 Étiquettes repositionnables x 4 / *Repositionable labels x4*



Référence Code	Longueur Length	Diamètre Diameter	
E201152	120 mm	2,1 mm	20
E201155	150 mm		